

HörAspekte

Neuigkeiten für HNO-Praxen.

KINDvitalo – Hörsysteme für alle, die Neues erleben wollen

Die Leistungsfähigkeit von Hörsystemen hat sich besonders nach der Einführung der digitalen Signalverarbeitung vor über 20 Jahren erheblich gesteigert. Dies spiegelte sich auch in den Mindestanforderungen wider, die im Zusammenhang mit der Anhebung der Festbeträge 2013 erheblich angehoben wurden. Bestmögliches Hören in einer Vielzahl von verschiedenen Hörsituationen ist also schon lange Standard in der Hörgeräte-Versorgung. Bei KIND führt das attraktive Angebot im zuzahlungsfreien Segment (der beste Nulltarif aller Zeiten) dazu, dass sieben von zehn Kunden sich für den KIND Nulltarif entscheiden, d. h. ohne privaten Eigenanteil versorgt werden.

Schaut man sich auch die Entwicklung der Hörsystem-Technologie über die letzten Jahre an, dann ist auffallend, dass sich nicht nur die eigentliche Signalverarbeitung kontinuierlich weiterentwickelt hat, sondern sich die meisten Neuerungen auf den Bedienkomfort und vor allem auf die Einbindung der Hörsysteme in die Kommunikations-Umgebung des Nutzers beziehen. So wandeln sich Hörsysteme immer weiter von den reinen „Hörhilfen“ hin zu modernen Kommunikationssystemen. Damit geht der heutige Entwicklungsstand von Hörsystemen und deren Leistungsumfang weit über die einfache Verstärkung von Schall hinaus.



KIND ist als innovatives Unternehmen ganz im Sinne seiner Kunden bei dieser Entwicklung immer vorne dabei.

Exklusiv bei KIND: KINDevo R und KINDvitalo R

Nachdem KIND im letzten Jahr mit KINDevo R die kleinsten Hörsysteme mit der aktuellen Lithium-Ionen-Akku-Technologie vorgestellt hat, führt KIND nun als nächsten Schritt das wiederaufladbare KINDvitalo R, ebenfalls mit

modernster Lithium-Ionen-Technologie ausgestattet, als Teil der gesamten KINDvitalo Familie, exklusiv ein.

Die KINDvitalo Familie

Es gibt viele gute Hörsysteme. Aber was wäre, wenn Hörsysteme gleichzeitig intelligente Fitness-Tracker wären? Und was wäre, wenn man mit einfachem Tippen auf das Hörsystem zwischen verschiedenen Tonquellen – egal, ob Musik oder TV-Ton –

wählen könnte? Oder wenn die Hörsysteme dezent über eingehende SMS oder E-Mails informieren würden? Das neue *KINDvitalo* kann all das und noch mehr! *KINDvitalo* verbindet erstmals leistungsstarke Hörgeräte-Technologie über das Smartphone mit dem Internet und bietet dadurch eine Vielzahl an Funktionen, die das Leben leichter machen.

KINDvitalo ist das weltweit erste Hörsystem mit Sensor-Technologie und vollständiger Integration modernster Smartphone-Features. Durch die Verbindung zum Smartphone und zum Internet, die Möglichkeit zur Bluetooth-Telefonie und zum Audio-Streaming sowie durch den integrierten Fitness-Tracker und den Sprach-Assistenten sind es weit mehr als einfache Hörsysteme. Die *KINDvitalo* Geräte sind vor allem moderne Kommunikationssysteme.

Neben den technologischen Innovationen verfügen die Hörsysteme der *KINDvitalo*


Familie über modernste Signalverarbeitungsstrategien wie Multikanal-Verstärkung, eine aufwändige Störgeräuschreduktion und Rückkopplungsunterdrückung sowie ein Richtmikrofonsystem der neuesten Generation.

Passend zu den individuellen Ansprüchen Ihrer Patienten ist *KINDvitalo* in vier Komfort-Ausstattungsstufen – von Einstiegsmodellen mit automatischen Richtmikrofonen über Varianten mit Wireless-Anbindung und automatischer Situationserkennung bis zu voll ausgestatteten High-End-Hörsystemen – exklusiv bei *KIND* erhältlich.

Die *KINDvitalo* Hörsysteme bieten Hörkomfort in jeder Situation, da sie über mehrere vordefinierte Hörprogramme verfügen, die vom *KIND* Hörakustiker individuell eingestellt werden können. Automatisch können bis zu sechs verschiedene Klangklassen erkannt werden. Zusätzlich können sich

unsere Kunden in der dazugehörigen App *KINDiLink 2* persönliche Hörprogramme erstellen und für sich optimieren. Über die App können sie außerdem Hörprogramme mit Standorten verknüpfen und jederzeit abrufen.

Die Bedienung der *KINDvitalo* Geräte ist ganz einfach: Durch einen eingebauten Sensor können *KINDvitalo* Hörsysteme ganz komfortabel durch Antippen bedient werden. So kann der Nutzer z.B. durch Tippen zwischen Audio-Streaming und Telefongespräch wechseln. Über die kostenlose *KIND* App werden die Hörsysteme einfach per Smartphone gesteuert. So kann der Nutzer problemlos die Lautstärke regulieren oder zwischen verschiedenen Hörprogrammen wechseln. Zusätzlich können *KINDvitalo* Hörsysteme auch mit der *KINDsurfLink* Fernbedienung gesteuert werden.



KINDvitalo kurz zusammengefasst

- Hörsysteme mit modernster Signalverarbeitung und überragendem Klang
- Glasklares Sprachverständnis und natürliches Hörerlebnis
- Automatische Anpassung an verschiedene Umgebungen
- Einfach klarer Sound mit Audio-Streaming: Telefonanrufe, Musik und Nachrichten vom Mobiltelefon einfach auf die Hörsysteme streamen
- Integrierter Fitness-Tracker bestimmt Score, der zur körperlichen und mentalen Fitness beiträgt
- Sprachassistent Amazon Alexa*
- Sturzerkennung
- Live-Mikrofon
- Übersetzungsfunktion
- Optionaler Lithium-Ionen-Akku macht Batterien überflüssig

*kostenloser Amazon Account erforderlich

DAS IST
TECHNIK,
DIE MICH BE-
GEISTERT.

Hans-Peter W. telefoniert per
Bluetooth über KINDvitalo



Wie schon berichtet, sind die KINDvitalo aber mehr als nur reine Hörsysteme: Erstmals sind die Hörsysteme mit Lage- und Beschleunigungssensoren ausgestattet und bieten mit dieser integrierten Sensortechnologie einen völlig neuen Hör- und Anwendungskomfort. In Verbindung mit dem Smartphone und der KIND App erschließen sich außergewöhnliche Nutzungsmöglichkeiten.

Einfach klarer Sound mit Audio-Streaming
KINDvitalo Hörsysteme bieten überragende Soundqualität auch beim Audio-Streaming. Telefonate oder Musik können direkt und glasklar von einem Smartphone bzw. iPhone auf die Hörsysteme übertragen werden. Mit iOS-Geräten (z.B. iPhone, iPad) kann die Übertragung direkt erfolgen, bei Android-Geräten sorgt das optional erhältliche KINDvoice Mikrofon für perfektes Audio-

Streaming. Das externe Mikrofon kann natürlich auch in schwierigen Hörsituationen oder bei weiter entfernten Sprechern genutzt werden, um die Sprache direkt in die Hörsysteme zu übertragen. Mit dem ebenfalls als Zubehör erhältlichen KINDmedia ist auch die Übertragung des Fernsehtons direkt auf die Hörsysteme möglich.



MEINE
PERFEKTEN
BEGLEITER IM
ALLTAG.

Anja G. nutzt die vielfältigen Assistenzsysteme des KINDvitalo und der KIND App

Der Fitness-Tracker

Die Lage- und Beschleunigungssensoren der KINDvitalo Hörsysteme bieten die Möglichkeit, nicht nur akustische Parameter aus der Umgebung über die Schallaufnahme der Mikrofone zu analysieren, sondern zusätzlich auch Funktionen wie eine Schrittzählung zu integrieren, die man sonst eher von klassischen Fitness-Trackern kennt. Damit wird das KINDvitalo im Zusammenspiel mit der KIND App zum ultimativen Fitness-Tool: aus verschiedenen Parametern werden Scores für die körperliche und

mentale Fitness berechnet. So werden die Nutzer zum richtigen und häufigen Gebrauch der Hörsysteme motiviert und KINDvitalo unterstützt dabei, körperlich und mental fit zu bleiben.

Sprachassistent Amazon Alexa*

Der Amazon Alexa*-Sprachassistent ist nahtlos in die KIND App und KINDvitalo integriert und kann bequem über die Tippfunktion oder Sprachbefehle gesteuert werden. Damit ist Alexa direkt über die Hörsysteme nutzbar.

*kostenloser Amazon Account erforderlich

Sturzerkennung

Mit Hilfe des intelligenten Bewegungssensors erkennt KINDvitalo einen Sturz und kann Hilfssignale an vorab ausgewählte Kontakte versenden.

Live Mikrofon

Störende Nebengeräusche in Unterhaltungen können ganz einfach durch die Nutzung eines iPhones als zusätzliches Mikrofon ausgeblendet werden. Somit ist die volle Konzentration auf den jeweiligen Gesprächspartner gewährleistet.

Übersetzungsfunktion

Mit dem KINDvitalo hat man bequemen Zugriff auf die Übersetzung in bis zu 27 unterschiedliche Sprachen, sodass die Systeme als mobiler Dolmetscher dienen können.

Lithium-Ionen-Akku

Exklusiv bei KIND ist das KINDvitalo mit externem Hörer und Lithium-Ionen-Akku erhältlich und bietet so Technologie, die den Alltag erleichtert. Der leistungsstarke Lithium-Ionen-Akku ist umweltfreundlich, bietet bis zu 30 Stunden Akku-Laufzeit und kann tagsüber genutzt und nachts geladen werden.

Das ist modernste und umweltfreundlichste Technologie – so wie Sie es von KIND erwarten dürfen.